



ООО «Новые аналитические системы»
New Analytical Systems, Ltd.

г. Минск, Беларусь
unichrom@unichrom.com
www.unichrom.com

Руководство:

«Синхронное создание методов градуировок
и анализ образцов алкогольной продукции
по методу ГОСТ 30536 и модифицированному
методу внутреннего стандарта (ММВС)
в Хроматэк-Аналитик 3.1»

Минск, 2025 г.

Резюме

В лабораториях по контролю безопасности и качества алкогольной продукции наиболее часто выполняют испытания по ГОСТ 30536-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей». Этот способ включает выполнение калибровки прибора по методу внешнего стандарта – абсолютной градуировки. В соответствии с ГОСТ 30536-2013 установление градуировочной (калибровочной) характеристики прибора заключается в определении коэффициентов отклика детектора RF_i (Response Factor – RF) на каждый исследуемый i -й летучий компонент в зависимости от величины его концентрации в испытуемом образце. Для этого регистрируют хроматограммы градуировочных стандартных образцов (СО) РВ-1, РВ-2, РВ-3 из набора ГСО 8405, предназначенного для анализа водок, или градуировочных СО РС-1, РС-2, РС-3 из набора ГСО 8404, предназначенного для анализа спирта этилового из пищевого сырья.

В модифицированном методе внутреннего стандарта (ММВС) установление градуировочной (калибровочной) характеристики прибора заключается в расчете относительных коэффициентов отклика детектора $RRF_i^{этанол}$ (Relative Response Factor – RRF) на каждый исследуемый i -й летучий компонент относительно отклика на внутренний стандарт (этанол) в зависимости от отношения концентраций компонента и этанола. При этом предполагается использование только одного СО, им может быть РВ-1 из набора ГСО-8405 или РС-1 из набора ГСО-8404. Важно, что при разметке пиков на хроматограммах в методе ММВС наряду с пиками анализируемых летучих компонентов необходимо провести разметку пиков этанола.

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ГОСТ 30536-2013 и/или ММВС включает следующие этапы.

Этап 1. Регистрация хроматограмм набора градуировочных СО РВ-1, РВ-2, РВ-3 при анализе водки или набора градуировочных СО РС-1, РС-2, РС-3 при анализе спирта. Для каждого СО выполняют по 2-3 повторных измерения. Полный набор для установления градуировочной характеристики прибора, как правило, содержит 6-9 измеренных хроматограмм всего набора градуировочных растворов.

Этап 2. Расчет калибровочных коэффициентов RF_i и RRF_i . Анализ неопределенности, контроль линейности отклика детектора.

Этап 3. Регистрация хроматограмм образцов алкогольной продукции, по 2-3 повторных измерения.

Этап 4. Расчет средних значений и формирование отчетов в соответствии с ГОСТ 30536-2013 и ММВС.


Следует отметить, что для работы по методу ММВС не требуется дополнительных измерений, анализ можно выполнять на основе хроматограмм, полученных при измерениях, выполненных при работе по ГОСТ 30536-2013.

Содержание


Измерение хроматограмм СО, разметка пиков. Создание градуировки по методу внешнего стандарта (абсолютная градуировка)	3
Создание градуировки по модифицированному методу внутреннего стандарта (ММВС)	9
Альтернативный выбор осей для построения градуировок	13
Контроль линейности в модифицированном методе внутреннего стандарта (ММВС)	14
Анализ образцов алкогольной продукции по ГОСТ 30536	19
Анализ образцов алкогольной продукции по ММВС	24
Паспорта наборов ГСО 8405 (№51) и 8404 (№44)	28


Измерение хроматограмм СО, разметка пиков. Создание градуировки по методу внешнего стандарта (абсолютная градуировка)

1. Измеряют хроматограмму градуировочного стандартного образца (СО).
2. Нажимают кнопку «Паспорт» на боковой панели. Появляется всплывающее окно, внизу которого нажимают кнопку «Настройка». Открывается модальное окно, в котором помечают предназначение образца – градуировочный уровень.




3. Заполняют паспорт, указав название СО с номером измерения и пометив, что хроматограмма соответствует градуировочному уровню.
4. Выполняют интегрирование (разметку пиков). Для этого открывают закладку «Обработка», переходят в окно «Поиск пиков» и подбирают параметры «Ширина» (пика) (напр., 4-6), «Порог» (напр., 8) (наклон касательной для определения начала и конца пика), нажимают кнопку «Расчет» вверху на панели инструментов.






5. Несколько раз варьируют параметры, пока не будет достигнута приемлемая разметка.
6. Установив минимальную площадь – удаляют маленькие ненужные пики.
7. Для уточнения разметки (коррекции базовых линий и т.д.), нажимают «+» на панели «События интегрирования» и добавляют события на интервале. Из всплывающего списка выбирают действие, которое нужно выполнить, а также корректируют границы интервала, перемещая курсоры на хроматограмме с помощью манипулятора «мышь».



8. Переходят в окно «Количественный расчёт» и указывают метод расчета «**Абсолютная градуировка (Внешний стандарт)**». Создают многоуровневую градуировку, в частности, с использованием набора СО (3 образца, например, РВ-1, РВ-2, РВ-3, или РС-1, РС-2, РС-3).
9. На боковой панели выбирают закладку «Компоненты». В открывшемся окне подписывают названия компонентов в таблице, содержащей параметры размеченных пиков.
10. В этой таблице указывают единицы измерения **мг/л**, у метанола - **% об.** и функцию: $Y=K_1 \cdot X$.
11. На боковой панели инструментов выбирают «Показать градуировочные уровни» (иконка – колбочки с красной биркой).



12. Во всплывающем окне «Градуировочные уровни» указывают количество уровней (3 уровня) и вносят значения концентраций компонентов для каждого СО из паспорта на набор СО.


Градуировочные уровни						
Количество градуировочных уровней: 3				Экспорт в XLSX		
Текущий градуировочный уровень: 1				Импорт из XLSX		
Название	Время, мин	Концентрация	Чистота, %	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
ацетальдегид	5.735	8.7	100.000	8.7	4.4	1.02
метилацетат	6.774	9.2	100.000	9.2	4.6	0.92
этилацетат	7.603	9	100.000	9	4.5	0.9
метанол	7.757	0.0105	100.000	0.0105	0.0055	0.0014
2-пропанол	8.227	8.5	100.000	8.5	4.5	1.36
этанол	8.518	315708	100.000	315708	315708	315708
1-пропанол	11.183	8	100.000	8	4	0.8
изобутанол	12.502	8	100.000	8	4	0.8
1-бутанол	13.751	8.1	100.000	8.1	4	0.81
изоамилол	15.110	8.1	100.000	8.1	4	0.81

*Для этанола задаем значения концентрации одинаковыми для всех СО как: $C(\text{мг/л}) = 789270 \cdot \text{крепость}(\text{v/v}\%) / 100 \%$.

13. Если в паспорте указаны неопределенности, то их можно добавить в ячейки, нажав клавишу пробел (добавляется значок ±).

тот, %	Уровень 1	Уров
000	8.7 ± 0.05	4.4

14. Переходят к следующей хроматограмме. Паспорт создают как у предыдущей, но изменяют номер измерения (например, первая была РВ-1-1, тогда вторая – РВ-1-2). Нажимают на верхней панели инструментов «Обработать как предыдущую». Затем в паспорте указывают номер градуировочного уровня. Нажимают на верхней панели «Расчёт».



15. Для всех хроматограмм градуировочных СО повторяют предыдущие действия (п.14).
16. Затем открывают закладку «Градуировка». На верхней панели нажимают кнопку «Расчет».
17. В окошке «График» будут отображены точки градуировки и градуировочная зависимость для выбранного в таблице летучего компонента. Над графиком рядом с названием компонента приводятся значения одного из критических факторов: ОСКО%, СКО(мг/л), коэффициента детерминации $\tilde{R}_i^2$, коэффициента корреляции Пирсона и т.д. Из всплывающего списка можно выбирать один из этих параметров для отображения.
18. Параметры ОСКО%, СКО(мг/л) и прочие в виде списка выводятся в окне «Статистика». Во вкладке «Редактирование» можно отредактировать список градуировочных хроматограмм.
19. Значения среднеквадратичного отклонения (СКО, $\tilde{\sigma}$, мг/л) и относительного СКО (ОСКО, σ , %) используются для контроля повторяемости, а коэффициент детерминации $\tilde{R}_i^2$ – для контроля линейности отклика детектора. Значения параметров рассчитываются по формулам:

$$\tilde{\sigma}_{i,j} = \sqrt{\sum_{k=1}^M \frac{(\tilde{C}_{i,j,k}^{изм} - \langle \tilde{C} \rangle_{i,j}^{изм})^2}{M-1}} \quad (1); \quad \sigma_{i,j}, \% = \frac{\tilde{\sigma}_{i,j}}{\langle \tilde{C} \rangle_{i,j}^{изм}} \cdot 100\% \quad (2);$$

$$\tilde{R}_i^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (\tilde{C}_{i,j}^{амесч} - R\tilde{F}_i \cdot A_{i,j,k})^2}{M \cdot \sum_{j=1}^N \left(\tilde{C}_{i,j}^{амесч} - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tilde{C}_{i,j}^{амесч} \right)^2} \quad (3); \quad R\tilde{F}_i = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (\tilde{C}_{i,j}^{амесч} \cdot A_{i,j,k})}{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (A_{i,j,k})^2} \quad (4);$$

$$\tilde{C}_{i,j,k}^{изм} = R\tilde{F}_i \cdot A_{i,j,k} \quad (5); \quad \langle \tilde{C} \rangle_{i,j}^{изм} = \left(\sum_{k=1}^M \tilde{C}_{i,j,k}^{изм} \right) / M \quad (6);$$

где $\tilde{C}_{i,j}^{амесч}$ – паспортное значение концентрации i -го компонента в СО с уровнем концентрации j , в мг/л; $A_{i,j,k}$ – величина отклика детектора на i -й компонент, полученная в результате k -го измерения j -го раствора; M – число повторных измерений СО с уровнем концентрации j ; N – число уровней концентрации СО; $R\tilde{F}_i$ – градуировочные коэффициенты (в (мг/л)/ед. площади пика); $\tilde{C}_{i,j,k}^{изм}$ – значение концентрации i -го компонента в j -м СО, рассчитанное по данным k -го хроматографического измерения с применением формулы (5), в мг/л; $\langle \tilde{C} \rangle_{i,j}^{изм}$ – среднее значение концентрации i -го компонента в j -м растворе, полученное в результате M повторных измерений, в мг/л.

20. Метод внешнего стандарта (абсолютной градуировки) используется для количественных расчетов концентраций в испытуемых образцах алкогольной продукции в соответствии с ГОСТ 30536. В этом случае градуировочная зависимость строится по методу наименьших квадратов и рассчитывается величина коэффициента отклика детектора на i -й летучий компонент RF_i (RF – response factor) для каждого летучего компонента. Коэффициенты RF_i имеют размерность: (мг/л)/(ед. площади пика). Значения RF_i отображаются в таблице в закладке «Градуировка» как коэффициенты K_1 функции $Y = K_1 \cdot X$, где X – площадь пика, Y – концентрация (в мг/л).

Компоненты			№	Название	Группа	Время, мин	Откл., %	Идентификация	Концентрация	Ед. измерения	Отклик	Функция	Образец
Обработка			1	ацетальдегид	уксусный альдегид	5.7	12.5	Обычный	1.02	мг/л	Площадь	$Y = 0.746 \cdot X$	PB-3-3
Градуировка			2	метилацетат	сложные эфиры	6.8	9.6	Обычный	0.92	мг/л	Площадь	$Y = 0.758 \cdot X$	PB-3-3
			3	этилацетат	сложные эфиры	7.6	9.3	Обычный	0.9	мг/л	Площадь	$Y = 0.475 \cdot X$	PB-3-3
Результат			4	метанол	метанол	7.8	9.7	Обычный	11.09	% об.	Площадь	$Y = 0.500 \cdot X$	PB-3-3
Настройка отчёта			5	2-пропанол	сивушное масло	8.2	12.0	Обычный	1.36	мг/л	Площадь	$Y = 0.413 \cdot X$	PB-3-3
			6	этанол		8.5	12.8	Обычный	315708	мг/л	Площадь	$Y = 0.396 \cdot X$	PB-3-3
Групповые операции			7	1-пропанол	сивушное масло	11.2	10.3	Обычный	0.8	мг/л	Площадь	$Y = 0.338 \cdot X$	PB-3-3
			8	изобутанол	сивушное масло	12.5	10.1	Обычный	0.8	мг/л	Площадь	$Y = 0.289 \cdot X$	PB-3-3
			9	1-бутанол	сивушное масло	13.8	8.5	Обычный	0.81	мг/л	Площадь	$Y = 0.305 \cdot X$	PB-3-3
			10	изоамилол	сивушное масло	15.1	7.3	Обычный	0.81	мг/л	Площадь	$Y = 0.302 \cdot X$	PB-3-3

21. Открывают закладку «Результат». Появится таблица, в которой в колонке «Концентрация» будут приведены значения концентрации компонентов $\tilde{C}_{i,j,k}^{изм}$, рассчитанные по результатам измерений хроматограмм с применением построенной градуировки и формул (4) и (5).

Компоненты	✕	По	Название	Группа	Время, мин	Заданная конц	Концентрация	Ед. измерения	Точность, %	Точность, абс. ед.
Обработка	?	1	ацетальдегид	уксусный альдегид	5.7	1.0	1.22 ± 0.931	мг/л	20	0.20
Градуировка		2	метилацетат	сложные эфиры	6.8	0.9	0.921 ± 0.646	мг/л	0.15	0.0014
Результат		3	этилацетат	сложные эфиры	7.6	0.9	0.874 ± 0.609	мг/л	2.9	0.026
Настройка отчёта		4	метанол	метанол	7.8	11.1	10.7 ± 8.38	% об.	3.5	0.39
Групповые операции		5	2-пропанол	сивушное масло	8.2	1.4	1.25 ± 0.825	мг/л	8.1	0.11
		6	этанол		8.5	315708.0	303000 ± 33500	мг/л	4.0	13000
		7	1-пропанол	сивушное масло	11.2	0.8	0.761 ± 0.846	мг/л	4.9	0.039
		8	изобутанол	сивушное масло	12.5	0.8	0.823 ± 0.674	мг/л	2.9	0.023
		9	1-бутанол	сивушное масло	13.8	0.8	0.743 ± 0.848	мг/л	8.3	0.067
		10	изоамилол	сивушное масло	15.1	0.8	0.825 ± 0.703	мг/л	1.8	0.015

22. На верхней панели инструментов выбирают «Расчет средних значений». В появившейся таблице выбирают несколько строк, соответствующих хроматограммам, зарегистрированным для образцов при повторных измерениях, и нажимают на кнопку «Применить».

Панель инструментов: **Расчёт** | **Отчёт** | **Редактор градуировки** | **Расчёт средних...**

Выберите хроматограммы

Хроматограммы

Номер	Дата и время	Прс	Метод	Объем	Опера	Ти
0	27.01.2015 17:09:03	PB-1-1	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 17:37:58	PB-1-2	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 18:07:05	PB-1-3	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 19:34:11	PB-2-1	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 20:03:16	PB-2-2	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 20:32:42	PB-2-3	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 21:59:45	PB-3-1	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 22:28:32	PB-3-2	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	27.01.2015 22:57:39	PB-3-3	метод PB ГОСТ mg_L	1	1	
0	25.06.2015 18:43:13	PC-1-1	метод PC ГОСТ mg_L	1	1	
0	25.06.2015 19:17:04	PC-1-2	метод PC ГОСТ mg_L	1	1	
0	25.06.2015 19:51:07	PC-1-3	метод PC ГОСТ mg_L	1	1	

Применить | **Отмена**


23. Появится окно с таблицей, содержащей, в частности, средние значения концентрации $\langle \tilde{C} \rangle_{i,j}^{изм} \pm \text{СКО} (\tilde{\sigma}_{i,j})$, в мг/л, ОСКО в % ($\sigma_{i,j}$, %), рассчитанные для выбранных хроматограмм по формулам (1), (2), (6), зарегистрированным в условиях повторяемости.

Обработка	№	Название	Заданная конц.	Концентрация	Ед. измер	СКО (Конц), %	Точность, %	Количество
Результат	1	ацетальдегид	8.700	8.574 ± 0.5700	мг/л	3.2	1.4486	3
Результат (средние)	2	метилацетат	9.200	9.266 ± 0.3973	мг/л	2.6	0.7225	3
Настройка отчёта	3	этилацетат	9.000	9.011 ± 0.3737	мг/л	2.7	0.1180	3
	4	метанол	0.01050	0.01062 ± 0.000649	% об.	4.4	1.1180	3
	5	2-пропанол	8.500	8.587 ± 0.5060	мг/л	4.3	1.0184	3
	6	этанол	315700	329500 ± 19450	мг/л	4.1	4.3657	3
	7	1-пропанол	8.000	8.077 ± 0.5202	мг/л	4.8	0.9647	3
	8	изобутанол	8.000	8.066 ± 0.4144	мг/л	3.9	0.8269	3
	9	1-бутанол	8.100	8.181 ± 0.5215	мг/л	4.9	0.9984	3
	10	изоамилол	8.100	8.137 ± 0.4323	мг/л	4.3	0.4614	3

24. Для оценки правильности метода рассчитывается величина смещения метода ($\delta_{i,j}$, % - в

таблице обозначается как «Точность, %») по формуле: $\delta_{i,j}, \% = \frac{(\langle \tilde{C} \rangle_{i,j}^{изм} - \tilde{C}_{i,j}^{амметс})}{\tilde{C}_{i,j}^{амметс}} \cdot 100\%$ (7).

25. Таким образом, метод градуировки создан, сохраним его (например, «метод РВ ГОСТ mg_L» - градуировка по растворам РВ или «метод РС ГОСТ mg_L» - градуировка по растворам РС).



26. Следует отметить, что значения концентраций летучих компонентов в паспортах СО приводятся в мг/дм³ и такая же размерность используется на начальных этапах выполнения работы по ГОСТ 30536. Конечные результаты измерений концентрации выражают в мг/л в расчете на безводный этанол (мг/л АА), для чего выполняется пересчет значений концентраций. Используются формулы:

$$C_i^{изм} [\text{по ГОСТ 30536, мг/л АА}] = \tilde{C}_i^{изм} \cdot 100\% / \text{крепость} \quad (8)$$

$$C_{метанол}^{изм} [\text{по ГОСТ 30536, \%, v/v АА}] = \tilde{C}_{метанол}^{изм} \cdot 100\% / \text{крепость} \quad (9)$$

Создание градуировки по модифицированному методу внутреннего стандарта (ММВС)

27. В пунктах 1-7 было описано как заполнять паспорт для хроматограмм СО, размечать и интегрировать пики. Пункты с 8 по 26 соответствуют созданию градуировки по внешнему стандарту. Далее описывается как заменить метод градуировки на использование внутреннего стандарта – этанола, содержащегося в СО. В паспорте должно быть указано: название образца (СО, выбранного в качестве градуировочного, например РВ-1), назначение «Градуировка», объём образца, градуировочный уровень «1».
28. Открывают закладку «Обработка», заходят в окно «Количественный расчёт» и создают метод с градуировкой – указывают метод расчёта «**Внутренний стандарт с эффективным объёмом**».

4.5.5.5 Внутренний стандарт без градуировки

Для использования метода внутреннего стандарта без градуировки у всех интересующих компонентов должны быть известны **относительные коэффициенты чувствительности**.

В параметрах **количественного расчёта** метод расчёта должен быть – **Внутренний стандарт**.

Назначение хроматограммы – **Анализ** или **Контрольный образец**.

- Для всех компонентов выберите функцию по справочным данным. Задайте известные относительные коэффициенты чувствительности. Поскольку коэффициенты вычислены относительно стандарта, в его ячейке **Функция** задается 1.
- Задайте концентрацию стандарта.
- Для остальных компонентов укажите стандарт. У самого стандарта соответствующая ячейка остается пустой.

Данный метод применим только при линейной зависимости отклика от концентрации.

Название	Детектор	Группа	Время, мин	Объем, %	Стандарт	Функция	Концентрация	Ед. измерения
C1	ПИД-1		0.587	5.000	Вн. стандарт 0.95			мг/л3
C2	ПИД-1		0.671	5.000	Вн. стандарт 0.9			мг/л3
C3	ПИД-1		0.839	5.000	Вн. стандарт 1.05			мг/л3
Вн. стандарт	ПИД-1		1.239	5.000		1	10	мг/л3

4.5.5.6 Внутренний стандарт с градуировкой

Для использования метода внутреннего стандарта с градуировкой у всех интересующих компонентов должны быть известны концентрации в градуировочной смеси.

Метод применяется в случае нелинейной зависимости отклика от концентрации или при проведении анализов, в которых сложно обеспечить сходимость результатов из-за особенностей ввода пробы (например, при вводе вязких жидкостей).

В параметрах **количественного расчёта** метод расчёта должен быть – **Внутренний стандарт** или **Внутренний стандарт с эффективным объёмом**.

Назначение хроматограммы – **Градуировка**.

- Для всех компонентов выберите функцию.
- Задайте известные концентрации.
- Для всех кроме стандарта в соответствующей ячейке укажите стандарт. У самого стандарта данная ячейка остается пустой.

Название	Детектор	Группа	Время, мин	Объем, %	Стандарт	Функция	Концентрация	Ед. измерения
C1	ПИД-1		0.587	5.000		$Y = 0.024 \cdot X$	10	мг/л3
C2	ПИД-1		0.671	5.000	C1	$Y = 0.038 \cdot X$	8	мг/л3

29. В окне «Дополнительно» указывают (ставится «птичка») «Градуировка в относительных осях при использовании стандарта».
30. На боковой панели инструментов выбирают «Показать градуировочные уровни» (иконка – колбочки с красной биркой). Указывают число градуировочных уровней «1». Во всплывающем окне «Градуировочные уровни» вносят значения концентраций компонентов для СО в **мг/л АА!!!**. Для этанола – 789270 мг/л АА. Нажимают «Расчет».

Градуировочные уровни

Количество градуировочных уровней: 1

Текущий градуировочный уровень: 1

Экспорт в XLSX

Импорт из XLSX


Название	Время, мин	Концентрация	Чистота, %	Уровень 1
ацетальдегид	5.735	21.75	100.000	21.75
метилацетат	6.774	23	100.000	23
этилацетат	7.603	22.5	100.000	22.5
метанол	7.757	207.85	100.000	207.85
2-пропанол	8.227	21.25	100.000	21.25
этанол	8.518	789270	100.000	789270
1-пропанол	11.183	20	100.000	20
изобутанол	12.502	20	100.000	20
1-бутанол	13.751	20.25	100.000	20.25
изоамилол	15.110	20.25	100.000	20.25

31. Открывают закладку «Компоненты». В таблице компонентов в столбце «Стандарт» у всех компонентов (кроме этанола) указывают в качестве стандарта **этанол**, а в столбце «Ед. измерения» указывают **мг/л АА**. Функцию выбирают $Y = K_1 \cdot X$, а для этанола указывают

функцию «По справочным данным» и выставляют значение «1». Нажимаем «Расчет». Появятся коэффициенты функции, представляющие собой коэффициенты $RRF_i^{\text{этанол}}$.

Компоненты		№	Название	Группа	Стандарт	Функция	Концентрация	Ед. измерения
Обработка		1	ацетальдегид	уксусный альдегид	этанол	$Y = 2.00 \cdot X$	21.75	мг/л АА
Градуировка		2	метилацетат	сложные эфиры	этанол	$Y = 1.98 \cdot X$	23	мг/л АА
Результат		3	этилацетат	сложные эфиры	этанол	$Y = 1.25 \cdot X$	22.5	мг/л АА
Настройка отчёта		4	метанол	метанол	этанол	$Y = 1.30 \cdot X$	207.85	мг/л АА
Групповые операции		5	2-пропанол	сивушное масло	этанол	$Y = 1.08 \cdot X$	21.25	мг/л АА
		6	этанол			1.00	789270	мг/л АА
		7	1-пропанол	сивушное масло	этанол	$Y = 0.883 \cdot X$	20	мг/л АА
		8	изобутанол	сивушное масло	этанол	$Y = 0.756 \cdot X$	20	мг/л АА
		9	1-бутанол	сивушное масло	этанол	$Y = 0.797 \cdot X$	20.25	мг/л АА
		10	изоамилол	сивушное масло	этанол	$Y = 0.794 \cdot X$	20.25	мг/л АА

32. Переходят во вкладку результат и нажимают «Расчет». Затем проводят повторное измерение хроматограммы для СО и применяют к нему инструмент «Обработать как предыдущую». Можно выполнить еще одно повторное измерение хроматограммы и повторить процедуру обработки «Обработать как предыдущую».
33. Проверяют, чтобы у всех хроматограмм градуировочного уровня были правильно заполнены паспорта, расставлены пики, проведен перерасчет концентраций.
34. Во вкладке «Редактирование» можно отредактировать список градуировочных хроматограмм. Применяют инструмент «Редактор градуировки» (на верхней панели инструментов). Появляется окно, в котором надо открыть окно «меню заполнения» и последовательно к выбранным хроматограммам СО применить: «Объединить компоненты», «Синхронизировать градуировочные уровни», «Синхронизировать процессы обработки». Затем нажать «Расчет» и выбрать «Пересчет всех хроматограмм в градуировке» и затем нажать кнопку «Применить».



35. Сохраняют отчет, например, в формате *.xlsx для сохранения градуировочных коэффициентов $RRF_i^{\text{этанол}}$. В отчете можно задать поля как показано ниже.

Назад в Аналитик | Метод | Расчёт | Отчёт | Применить | Хроматограмма: #0 27.01.2015 18:07 (1)

Паспорт
Режим
Каналы
Компоненты
Обработка
Градуировка
Результат
Настройка отчёта

Параметры отчёта
Заголовок отчёта
Паспорт
Метод инструмента
Компоненты
Градуировка
МСД: Результат поиска
МСД: Спектры
График хроматограммы
Подпись
Экспорт в LIMS

Компоненты

Компонент	Стандарт	К1	КО	Концентрация заданная	Средняя концентрация	Ед. конц.	СКО (конц.), %
ацетальдегид	этанол	1.998	0	21.750	21.760	мг/л AA	0.976
метилацетат	этанол	1.984		23.000	23.016	мг/л AA	1.606
этилацетат	этанол	1.251		22.500	22.514	мг/л AA	1.725
метанол	этанол	1.304		207.85	207.82	мг/л AA	0.284
2-пропанол	этанол	1.078		21.250	21.248	мг/л AA	0.155
этанол		1.000		789270	789270	мг/л AA	0
1-пропанол	этанол	0.883	0	20.000	19.992	мг/л AA	0.825
изобутанол	этанол	0.756		20.000	20.003	мг/л AA	0.378
1-бутанол	этанол	0.797		20.250	20.241	мг/л AA	0.988
изоамилол	этанол	0.794		20.250	20.248	мг/л AA	0.206

36. Значения СКО (σ , в мг/л AA), ОСКО (σ , %), коэффициент детерминации R^2 рассчитываются в программе по формулам:

$$\sigma_{i,j} = \sqrt{\sum_{k=1}^M \frac{(C_{i,j,k}^{изм} - \langle C \rangle_{i,j}^{изм})^2}{M-1}} \quad (10); \quad \sigma_{i,j}, \% = \frac{\sigma_{i,j}}{\langle C \rangle_{i,j}^{изм}} \cdot 100\% \quad (11);$$

$$R_i^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (C_{i,j}^{аттест} - RRF_i^{этанол} \cdot \rho_{этанол} \cdot A_{i,j,k} / A_{этанол,j,k})^2}{M \cdot \sum_{j=1}^N \left(C_{i,j}^{аттест} - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N C_{i,j}^{аттест} \right)^2} \quad (12);$$

$$RRF_i^{этанол} = \frac{C_{i,калибр}^{аттест} \sum_{k=1}^M (A_{i,калибр,k} / A_{этанол,калибр,k})}{\rho_{этанол} \sum_{k=1}^M (A_{i,калибр,k} / A_{этанол,калибр,k})^2} \quad (13);$$

$$C_{i,j,k}^{изм} = RRF_i^{этанол} \cdot \rho_{этанол} \cdot \frac{A_{i,j,k}}{A_{этанол,j,k}} \quad (14); \quad \langle C \rangle_{i,j}^{изм} = \left(\sum_{k=1}^M C_{i,j,k}^{изм} \right) / M \quad (15);$$

где $C_{i,j}^{аттест}$ – паспортное значение концентрации i -го летучего компонента в СО с уровнем концентрации j , в мг/л AA; $A_{i,j,k}$ – величина отклика детектора на i -й летучий компонент, полученная в результате k -го измерения j -го раствора; M – число измерений СО с уровнем

концентрации j ; N – количество уровней концентрации СО; $RRF_i^{\text{этанол}}$ – градуировочные коэффициенты; $\rho_{\text{этанол}}$ – значение концентрации этанола в СО, выраженное в мг/л АА, равно табличному значению плотности безводного этанола (789270 мг/л при температуре 20 °С); $C_{i,j,k}^{\text{изм}}$ – значение концентрации i -го компонента в j -м растворе, рассчитанное по данным k -го хроматографического измерения с применением формулы (5), в мг/л АА; $\langle C \rangle_{i,j}^{\text{изм}}$ – среднее значение концентрации i -го летучего компонента в j -м растворе, полученное в результате M повторных измерений, в мг/л АА.

37. Градуировочная зависимость в ММВС строится по методу наименьших квадратов. Рассчитывается величина коэффициента отклика детектора на i -й летучий компонент $RRF_i^{\text{этанол}}$ (RRF – relative response factor) для каждого летучего компонента. Коэффициенты являются безразмерными. Значения $RRF_i^{\text{этанол}}$ отображаются в таблице в закладке «Градуировка» как коэффициенты K_1 функции $Y = K_1 \cdot X$, где X – отношение площадей пиков компонента и этанола, Y – отношение концентраций компонента и этанола друг к другу. Можно рассчитывать $RRF_i^{\text{этанол}}$, используя для калибровки лишь один градуировочный уровень (например, РВ-1 из набора ГСО 8405), поэтому в формуле (13) вместо индекса СО j указано калибр.
38. Таким образом, метод градуировки ММВС создан, сохраним его. Например, как «Этанол внутр_станд РВ1».

Альтернативный выбор осей для построения градуровок

Следует отметить, что иногда строят калибровочные зависимости $Y = RRF_i^{\text{этанол}} \cdot X$ с противоположным выбором осей:

Y – отклик или отношение откликов, полученных для i -го летучего соединения и этанола как внутреннего стандарта ($A_{i,j,k}$ или $A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k}$)

X – количество или отношение количеств i -го летучего соединения и этанола ($C_{i,j}^{\text{амтесм}}$ или $C_{i,j}^{\text{амтесм}} / \rho_{\text{этанол}}$).

В таком случае градуировочные коэффициенты ($R\tilde{F}_i$, $RRF_i^{\text{этанол}}$), коэффициенты детерминации ($\tilde{R}_i^2$, R_i^2) для данной линейной зависимости и концентрации компонентов в образце ($\tilde{C}_{i,j,k}^{\text{изм}}$, $C_{i,j,k}^{\text{изм}}$) вычисляются по формулам:

по методу внешнего стандарта (ESTD):

$$\tilde{R}_i^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (A_{i,j,k} - R\tilde{F}_i \cdot \tilde{C}_{i,j}^{\text{амтесм}})^2}{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(A_{i,j,k} - \frac{1}{N \cdot M} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (A_{i,j,k}) \right)^2} \quad (3'),$$

$$R\tilde{F}_i = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (\tilde{C}_{i,j}^{\text{амтесм}} \cdot A_{i,j,k})}{M \cdot \sum_{j=1}^N (\tilde{C}_{i,j}^{\text{амтесм}})^2} \quad (4'),$$

$$\tilde{C}_{i,j,k}^{\text{изм}} = (1 / R\tilde{F}_i) \cdot A_{i,j,k} \quad (5'),$$

по методу внутреннего стандарта (этанол – ISTD):

$$R_i^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left((A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k}) - RRF_i^{\text{этанол}} \cdot (C_{i,j}^{\text{амтесм}} / \rho_{\text{этанол}}) \right)^2}{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left((A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k}) - \frac{1}{N \cdot M} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M (A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k}) \right)^2} \quad (12'),$$

$$RRF_i^{\text{этанол}} = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left((C_{i,j}^{\text{амтесм}} / \rho_{\text{этанол}}) \cdot (A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k}) \right)}{M \cdot \sum_{j=1}^N (C_{i,j}^{\text{амтесм}} / \rho_{\text{этанол}})^2} \quad (13'),$$

$$C_{i,j,k}^{\text{изм}} = (1 / RRF_i^{\text{этанол}}) \cdot \rho_{\text{этанол}} \cdot \frac{A_{i,j,k}}{A_{\text{этанол},j,k}} \quad (14').$$

8. Проверяют, чтобы у всех хроматограмм контроля линейности были правильно заполнены паспорта (в них следует указать номер градуировочного уровня), на хроматограммах правильно расставлены пики и в закладке «Расчет» проведен перерасчет концентраций.
9. Заходят в закладку «Градуировка». Открывают окно «Редактирование», нажимают кнопку «Начать новую градуировку». Выбирают хроматограммы СО, на основе которых проводится контроль линейности (РВ-2, РВ-3, РС-1, РС-2, РС-3) и нажимают кнопку «Добавить».

Скриншот интерфейса программы «ХроматЭК-АНАЛИТИК 3.1» в режиме «Градуировка».

В левой панели меню выбрана закладка «Градуировка».

В верхней панели инструментов активна закладка «Редактирование».

Список хроматограмм:

Номер	Дата и время	Проба	Метод
0	27.01.2015 19:34:11	РВ-2-1	Этанол внутр_ст РВ1
0	27.01.2015 20:03:16	РВ-2-2	2015-01-27 19-34-11
0	27.01.2015 20:32:42	РВ-2-3	2015-01-27 20-03-16
0	27.01.2015 21:59:45	РВ-3-1	2015-01-27 20-32-42
0	27.01.2015 22:28:32	РВ-3-2	2015-01-27 21-59-45
0	27.01.2015 22:57:39	РВ-3-3	2015-01-27 22-28-32
0	25.06.2015 18:43:13	РС-1-1	2015-01-27 22-57-39
0	25.06.2015 19:17:04	РС-1-2	2015-06-25 18-43-13
0	25.06.2015 19:51:07	РС-1-3	2015-06-25 19-17-04
0	25.06.2015 22:28:31	РС-2-1	2015-06-25 19-51-07
0	25.06.2015 23:02:14	РС-2-2	2015-06-25 22-28-31
0	25.06.2015 23:35:50	РС-2-3	2015-06-25 23-02-14
0	26.06.2015 2:17:12	РС-3-1	2015-06-25 23-35-50
0	26.06.2015 2:51:16	РС-3-2	2015-06-26 02-17-12
0	26.06.2015 3:25:36	РС-3-3	2015-06-26 02-51-16

Кнопки: «Начать новую градуировку», «Добавить», «Удалить».

Таблица результатов:

Номер	Дата	Объем	Концентрация	Отклик	Точность
0	26.06.2015 3:25:36	1.656	1.1	1.922	126.611
0	26.06.2015 2:51:16	1.671	1.1	1.924	126.783
0	26.06.2015 2:17:12	1.651	1.1	1.919	126.197
0	25.06.2015 23:35:50	1.650	4.9	6.550	73.327
0	25.06.2015 23:02:14	1.653	4.9	6.482	71.521
0	25.06.2015 22:28:31	1.642	4.9	6.418	69.845
0	25.06.2015 19:51:07	1.645	9.69	13.125	75.631
0	25.06.2015 19:17:04	1.651	9.69	13.294	77.897
0	25.06.2015 18:43:13	1.644	9.69	13.339	78.488
0	27.01.2015 22:57:39	0.970	2.55	1.636	16.821
0	27.01.2015 22:28:32	0.971	2.55	1.743	11.376
0	27.01.2015 21:59:45	0.955	2.55	1.644	16.422
0	27.01.2015 20:32:42	0.965	11	5.766	32.033
0	27.01.2015 20:03:16	1.061	11	6.608	22.110
0	27.01.2015 19:34:11	0.989	11	5.900	30.455

10. Применяют инструмент «Редактор градуировки» (на верхней панели инструментов). На боковой панели выбирают инструмент «Выбор хроматограмм». Выбирают нужные хроматограммы и нажимают кнопку «Применить». В таблице (ниже) проверяют правильное заполнение градуировочных уровней.

Назад в Аналитик

Выберите хроматограммы

Хроматограммы

Паспорт
Режим
Каналы
Компоненты
Обработка
Градуировка
Результат
Настройка отчёта

№	Дата и время	Проба	Метод	
0	26.06.2015 3:25:36	РС-3-3	2015-06-26 02-51-16	1
0	26.06.2015 2:51:16	РС-3-2	2015-06-26 02-17-12	1
0	26.06.2015 2:17:12	РС-3-1	2015-06-25 23-35-50	1
0	25.06.2015 23:35:50	РС-2-3	2015-06-25 23-02-14	1
0	25.06.2015 23:02:14	РС-2-2	2015-06-25 22-28-31	1
0	25.06.2015 22:28:31	РС-2-1	2015-06-25 19-51-07	1
0	25.06.2015 19:51:07	РС-1-3	2015-06-25 19-17-04	1
0	25.06.2015 19:17:04	РС-1-2	2015-06-25 18-43-13	1
0	25.06.2015 18:43:13	РС-1-1	2015-01-27 22-57-39	1
0	27.01.2015 22:57:39	РВ-3-3	2015-01-27 22-28-32	1
0	27.01.2015 22:28:32	РВ-3-2	2015-01-27 21-59-45	1
0	27.01.2015 21:59:45	РВ-3-1	2015-01-27 20-32-42	1
0	27.01.2015 20:32:42	РВ-2-3	2015-01-27 20-03-16	1
0	27.01.2015 20:03:16	РВ-2-2	2015-01-27 19-34-11	1
0	27.01.2015 19:34:11	РВ-2-1	Этанол внутр_ст РВ1	1

Применить

Номер	Дата	Градуировочный уровень	Название пр
0	25.06.2015 22:28:31	4	РС-2-1
0	25.06.2015 23:02:14	4	РС-2-2
0	25.06.2015 23:35:50	4	РС-2-3
0	26.06.2015 2:17:12	5	РС-3-1
0	26.06.2015 2:51:16	5	РС-3-2

11. На боковой панели выбирают инструмент «Меню заполнения» и последовательно к выбранным хроматограммам СО применяют: «Объединить компоненты», «Синхронизировать градуировочные уровни», «Синхронизировать процессы обработки». Затем нажимают «Расчет» и указывают «Пересчет всех хроматограмм в градуировке» и «Применить».

Назад в Аналитик

Метод

Расчёт

Отчёт

Применить

Хроматогра


Паспорт
Режим
Каналы
Компоненты
Обработка
Градуировка
Результат
Настройка отчёта

Меню заполнения

Объединить компоненты
Синхронизировать градуировочные уровни
Синхронизировать процессы обработки

Номер	Дата	Градуировочный уровень	Название пробы
0	27.01.2015 19:34:11	1	РВ-2-1
0	27.01.2015 20:03:16	1	РВ-2-2
0	27.01.2015 20:32:42	1	РВ-2-3
			РВ-3-1
			РВ-3-2
			РВ-3-3
			РС-1-1
0	25.06.2015 19:17:04	3	РС-1-2
0	25.06.2015 19:51:07	3	РС-1-3
0	25.06.2015 22:28:31	4	РС-2-1
0	25.06.2015 23:02:14	4	РС-2-2
0	25.06.2015 23:35:50	4	РС-2-3
0	26.06.2015 2:17:12	5	РС-3-1
0	26.06.2015 2:51:16	5	РС-3-2
0	26.06.2015 3:25:36	5	РС-3-3

12. Возвращаются во вкладку «Градуировка». На графике приводится график линейной зависимости: отношение концентраций (ось Y, отн.количество) и отношение площадей (ось X, отн.площадь) летучих компонентов к параметрам этанола. Во вкладке «Статистика» приводятся значения статистических параметров.



Результат контроля линейности – 5 уровней с применением СО PB-2, PB-3, PC-1, PC-2, PC-3



Результат контроля линейности – 2 уровней с применением СО PB-2 и PB-3


i	Компонент	C_p (PB-2, PB-3)	R^2 (PB-2, PB-3)	C_p (PB-2, PB-3, PC-1,2,3)	R^2 (PB-2, PB-3, PC-1,2,3)
1	ацетальдегид	0.99909	0.98917	0.93475	0.87376
2	метилацетат	0.99986	0.99971	0.98704	0.96685
3	этилацетат	0.99744	0.99484	0.99726	0.9933
4	метанол	0.99994	0.99928	0.99671	0.99039
5	2-пропанол	0.99997	0.99992	0.99617	0.99039
6	1-пропанол	0.9998	0.99957	0.99892	0.99783
7	изобутанол	0.99989	0.99891	0.99968	0.99926
8	1-бутанол	0.99987	0.99961	0.99823	0.99643
9	изоамилол	0.99994	0.99846	0.99679	0.99196

$$C_p = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(\left(\frac{C_{i,j}^{аттест}}{\rho_{этанол}} - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{C_{i,j}^{аттест}}{\rho_{этанол}} \right) \cdot \left(\frac{A_{i,j,k}}{A_{этанол,j,k}} - \frac{1}{N \cdot M} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \frac{A_{i,j,k}}{A_{этанол,j,k}} \right) \right)}{\sqrt{M \cdot \left(\sum_{j=1}^N \left(\frac{C_{i,j}^{аттест}}{\rho_{этанол}} - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{C_{i,j}^{аттест}}{\rho_{этанол}} \right)^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(\frac{A_{i,j,k}}{A_{этанол,j,k}} - \frac{1}{N \cdot M} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \frac{A_{i,j,k}}{A_{этанол,j,k}} \right)^2 \right)}} \quad (16).$$

При альтернативном выборе осей (открывают «Обработка» - «Количественный расчёт» - «Дополнительно» и указывают «Градуировочная зависимость отклика (ось Y) от количества (ось X)»: Y – отношение откликов, полученных для i-го летучего соединения и этанола как внутреннего стандарта ($A_{i,j,k}$ или $A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k}$) и X – отношение количеств i-го летучего соединения и этанола ($C_{i,j}^{\text{аттест}}$ или $C_{i,j}^{\text{аттест}} / \rho_{\text{этанол}}$) – следующие результаты:



Результат контроля линейности – 5 уровней с применением СО PB-2, PB-3, PC-1, PC-2, PC-3



Результат контроля линейности – 2 уровней с применением СО PB-2 и PB-3

i	Компонент	C_p (PB-2, PB-3)	R^2 (PB-2, PB-3)	C_p (PB-2, PB-3, PC-1,2,3)	R^2 (PB-2, PB-3, PC-1,2,3)
1	ацетальдегид	0.99909	0.98714	0.93475	0.86059
2	метилацетат	0.99986	0.99971	0.98704	0.97055
3	этилацетат	0.99744	0.99484	0.99726	0.99369
4	метанол	0.99994	0.99925	0.99671	0.99314
5	2-пропанол	0.99997	0.99992	0.99617	0.99104
6	1-пропанол	0.9998	0.99958	0.99892	0.99781
7	изобутанол	0.99989	0.99885	0.99968	0.99925
8	1-бутанол	0.99987	0.99962	0.99823	0.99645
9	изоамилол	0.99994	0.99836	0.99679	0.99135

$$R_i^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(\left(A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k} \right) - RRF_i^{\text{этанол}} \cdot \left(C_{i,j}^{\text{аттест}} / \rho_{\text{этанол}} \right) \right)^2}{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(\left(A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k} \right) - \frac{1}{N \cdot M} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k} \right) \right)^2} \quad (12'),$$

$$RRF_i^{\text{этанол}} = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \left(A_{i,j,k} / A_{\text{этанол},j,k} \right)}{M \cdot \sum_{j=1}^N \left(C_{i,j}^{\text{аттест}} / \rho_{\text{этанол}} \right)} \quad (13'').$$

Коэффициент корреляции C_p (гху) не зависит от выбора осей координат и вычисляется по ф.(16).

Анализ образцов алкогольной продукции по ГОСТ30536

1. Измеряют хроматограмму испытуемого образца алкогольной продукции. В закладке «Паспорт» указывают назначение «Анализ», название пробы.

Внешний стандарт - ГОСТ РВ - №0* 23.07.2021 1:11:21 Проба: "виски-1" - Хроматэк Аналитик 3™

Метод

№0 23.07.2021 1:11:21

Паспорт

Режим

Каналы

Компоненты

Обработка

Градуировка

Результат

Настройка отчёта

Групповые операции

Паспорт

№ 0

Название пробы: виски-1

Назначение: Анализ

Дата и время анализа: 23.07.2021 01:11:21

Объём: 1

Единицы измерения объёма:

Разведение: 1

Оператор: lida

Градуировочный уровень: нет

Настройка Паспорт как в предыдущей Закрыть

2. На верхней панели инструментов выбирают инструмент «Обработать по методу» и во всплывающем окне выбирают нужный метод с градуировкой по ГОСТ 30536.

Внешний стандарт - ГОСТ РВ - №0* 23.07.2021 1:11:21 Проба: "виски-1" - Хроматэк Аналитик 3™

Метод

Расчёт

Отчёт

Редактор градуировки

Расчёт средних...

Название пробы: виски-1

метод РВ ГОСТ mgl

метод РВ3 ГОСТ

Обработать по методу

Паспорт

Режим

Каналы

Компоненты

Обработка

Градуировка

Результат

Настройка отчёта

Групповые операции

Поиск пиков

Количественный расчёт

Интегрирование

Расчёт по формулам пользователя

Идентификация

Экстра-параметры

Ширина, с: 4 6

Порог: 8

База в долях ширины: 0.5

Мин. высота, мВ: 0.1

Шаблон: Не используется


Дополнительно

События интегрирования

Время	Тип события	Значение	Детектор
18.034	Запрет разметки на интервале, мин	30.324	ПИД1
5.520	Долина к долине на интервале, мин	6.243	ПИД1
6.637	Запрет разметки на интервале, мин	7.172	ПИД1
6.348	Один пик на интервале, мин	6.610	ПИД1
7.811	Порог	3.000	ПИД1
8.081	Порог	8.000	ПИД1

В закладке «Обработка» необходимо, чтобы были включены «Поиск пиков» и «Количественный расчёт».

3. Переключаясь между двумя закладками «Компоненты» и «Обработка», проверяют наличие и разметку пиков компонентов, внесенных в градуировку. При необходимости корректируют имеющиеся пики, посторонние пики удаляют. Если какой-либо из пиков не был найден, то необходимо добавить события интегрирования и провести перерасчет.



Например, в одном из анализов на хроматограмме не был обнаружен пик 2-пропанола вследствие высокого заданного значения порога. После добавления в события интегрирования снижения значения порога на интервале, пик был найден.


$\tilde{RF}_i$

Компоненты	Название	Группа	Время, мин	Идентификация	Функция	Ед. измерения	Отклик	Образец
Обработка	1 ацетальдегид	уксусный альдегид	5.6	Обычный	0.746	мг/л	Площадь	виски 1
Градуировка	2 метилацетат	сложные эфиры	6.5	Обычный	0.758	мг/л	Площадь	виски 1
Результат	3 этилацетат	сложные эфиры	7.3	Обычный	0.475	мг/л	Площадь	виски 1
Настройка отчёта	4 метанол	метанол	7.5	Обычный	0.0000631	о.б.%	Площадь	виски 1
Групповые операции	5 2-пропанол	сивушное масло	7.9	Обычный	0.413	мг/л	Площадь	виски 1
	6 этанол		8.1	Обычный	0.396	мг/л	Площадь	виски 1
	7 1-пропанол	сивушное масло	10.9	Обычный	0.338	мг/л	Площадь	виски 1
	8 изобутанол	сивушное масло	12.8	Обычный	0.289	мг/л	Площадь	виски 1
	9 1-бутанол	сивушное масло	14.8	Обычный	0.305	мг/л	Площадь	виски 1
	10 изоамилол	сивушное масло	17.2	Обычный	0.302	мг/л	Площадь	виски 1


- Открывают закладку «Результат» и нажимают на верхней панели инструментов «Расчет». В таблице в столбце «Концентрация» выводятся значения концентрации.

Компоненты	?	№	Название	Группа	Время, мин	Концентрация	Ед. измерения
Обработка		1	ацетальдегид	уксусный альдегид	5.6	76.5	мг/л
Градуировка		2	метилацетат	сложные эфиры	6.5	6.07	мг/л
Результат		3	этилацетат	сложные эфиры	7.3	78.3	мг/л
Настройка отчёта		4	метанол	метанол	7.5	0.00220	об.%
Групповые операции		5	2-пропанол	сивушное масло	7.9	1.28	мг/л
		6	этанол		8.1	259000	мг/л
		7	1-пропанол	сивушное масло	10.9	169	мг/л
		8	изобутанол	сивушное масло	12.8	253	мг/л
		9	1-бутанол	сивушное масло	14.8	2.19	мг/л
		10	изоамилол	сивушное масло	17.2	300	мг/л

- Проводят повторное измерение хроматограммы образца. Затем в закладке «Паспорт» нажимают кнопку «Паспорт как в предыдущей», после чего корректируют название пробы. На панели инструментов нажимают кнопку «Обработать как предыдущую».
- Переключаясь между двумя закладками «Компоненты» и «Обработка», проверяют наличие и разметку пиков компонентов, внесенных в градуировку. При необходимости – корректируют.



- Заходят в закладку «Результат», нажимают на верхней панели инструментов «Расчет». В таблице в столбце «Концентрация» выводятся значения концентрации для текущей хроматограммы. Проводят не менее двух повторных измерений образца.
- Далее, рассчитывают средние значения для хроматограмм, полученных при повторных измерениях образца. На верхней панели инструментов нажимают кнопку «Расчёт средних» - появляется окно, в котором выбирают для каких хроматограмм проводится расчет средних значений концентраций и нажимают кнопку «Применить».



9. В результате появится окно «Результат (средние)» с таблицей, в которой приведены полученные средние значения концентрации и СКО, %.

Следует отметить, что значения концентраций летучих компонентов в паспортах СО приводятся в мг/дм³, и такая же размерность используется на начальных этапах выполнения работы по ГОСТ 30536. Конечные результаты измерений концентрации следует выражать в мг/л в расчете на безводный этанол (мг/л АА), для чего выполняется пересчет концентраций, например с помощью добавления на закладке «Обработка» в окне «Расчёт» инструмента «Расчет разведения ССЖ» (ССЖ – спиртосодержащая жидкость).

№	Название	Группа	Время, мин	Концентрация	Ед. измерения	СКО (Конц.), %	Количество
1	ацетальдегид	уксусный альдегид	5.6	80.6	мг/л	13.5	3
2	метилацетат	сложные эфиры	6.5	6.20	мг/л	3.4	3
3	этилацетат	сложные эфиры	7.3	78.4	мг/л	2.8	3
4	метанол	метанол	7.5	0.00231	об.%	12.7	3
5	2-пропанол	сивушное масло	7.9	1.30	мг/л	1.8	3
6	этанол		8.1	272000	мг/л	13.5	3
7	1-пропанол	сивушное масло	10.9	177	мг/л	13.0	3
8	изобутанол	сивушное масло	12.8	263	мг/л	10.9	3
9	1-бутанол	сивушное масло	14.8	2.32	мг/л	13.0	3
10	изоамилол	сивушное масло	17.2	314	мг/л	12.7	3

Используются формулы:


$$C_i^{\text{изм}} [\text{по ГОСТ 30536, мг/л АА}] = \tilde{C}_i^{\text{изм}} / (\text{крепость} / 100\%) \quad (8)$$

$$C_{\text{метанол}}^{\text{изм}} [\text{по ГОСТ 30536, \%, v/v АА}] = \tilde{C}_{\text{метанол}}^{\text{изм}} \cdot 100\% / \text{крепость} \quad (9)$$


Разведение:

Название	Значение
Содержание этанола в пробе, %	40
Выполнять пересчёт на безводный спирт	Да
Ед. концентрации метанола (безводный спирт)	об.%, АА
Ед. концентраций метанола	об.%
Ед. концентраций этанола (безводный спирт)	мг/л АА
Ед. концентраций этанола	мг/л
Ед. концентраций для остальных компонентов	мг/л
Ед. концентраций для остальных компонентов (безводный спирт)	мг/л АА

10. Вносят значение параметра «Содержание этанола в пробе, %». Применяют это значение в расчетах и получают результат в мг/л АА:



Результат анализа виски (35%) по ГОСТ 30536 с использованием градуировочного набора РВ



Результат анализа бренди (36%) по ГОСТ 30536 с использованием градуировочного набора РВ

Анализ образцов алкогольной продукции по ММВС

1. Для измеренной хроматограммы испытуемого образца алкогольной продукции паспорт заполняется следующим образом: назначение «Анализ», градуировочный уровень «нет». В паспорт вносят дополнительный параметр, нажав кнопку «Настройка».


2. Добавляют в паспорт параметр – число, необходимое в конце измерений для пересчета концентрации метанола из размерности мг/л АА в размерность об.% в расчете на безводный этиловый спирт (об.% АА). Для этого в окне «Настройка» нажимают на «+» и добавляют «Пользовательское поле». Можно назвать его «Плотность метанола, (мг/л)/100%». Указывают: «Тип» – число, «Ключ» – «k_метанола», «Значение» – 7918 (это значение плотности метанола 791800 мг/л, деленное на 100%). Нажимают «Применить».

3. На верхней панели выбирают инструмент «Обработать по методу» и во всплывающем окне выбирают метод с градуировкой по ММВС, например, «Этанол внутр_станд РВ1».


4. В закладке «Компоненты» в таблице должны быть представлены все определяемые вещества, у них должен быть указан стандарт «этанол», ед.измерения – мг/л АА. Заданная концентрация для этанола – 789270.
5. Если функция у компонентов не определилась автоматически, то в ячейки столбца функции вводят коэффициенты $RRF_i^{\text{этанол}}$, которые ранее были сохранены в файле отчета при определении градуировочных коэффициентов по методу ММВС.

				RRF_i этанол				
Компоненты		Название	Группа	Стандарт	Функция	Концентрация	Ед. измерения	С, об.% АА
Обработка		1	ацетальдегид	уксусный альдегид	этанол	2.00	мг/л АА	
Градуировка		2	метилацетат	сложные эфиры	этанол	1.98	мг/л АА	
Результат		3	этилацетат	сложные эфиры	этанол	1.25	мг/л АА	
Настройка отчёта		4	метанол	метанол	этанол	1.30	мг/л АА	{.Calculatic ...}
Групповые операции		5	2-пропанол	сивушное масло	этанол	1.08	мг/л АА	
		6	этанол			1.00	789270	мг/л АА
		7	1-пропанол	сивушное масло	этанол	0.883	мг/л АА	
		8	изобутанол	сивушное масло	этанол	0.756	мг/л АА	
		9	1-бутанол	сивушное масло	этанол	0.797	мг/л АА	
		10	изоамилол	сивушное масло	этанол	0.794	мг/л АА	

6. Добавляют в эту таблицу столбец, в котором будут пересчитываться значения концентрации метанола в ед. измерения об.% АА. В строке метанола задают функцию, кликнув на ячейку. В появившемся окне редактора формул раскрывают «Параметры компонента» - «Расчёт» - «Концентрация» и нажимают на кнопку «Значение». В окне «Введите формулу» появится ссылка на концентрацию метанола в мг/л АА. Добавляют знак деления «/».




Затем вводят в качестве делителя заданный параметр «Плотность метанола, (мг/л)/100%». Для этого раскрывают «Параметры хроматограммы» - «Пользовательские поля» - «Плотность метанола, (мг/л)/100%», нажимают «Значение». В окне «Введите формулу» появится ссылка с ключом «k_метанола». Нажимают «Применить».




Вычисление производится по формуле: $C_{\text{метанол}}^{\text{изм}} [\%, \text{v/v AA}] = C_{\text{метанол}}^{\text{изм}} \cdot 100\% / \rho_{\text{метанол}}$


7. Чтобы созданная формула вычислялась, в закладке «Обработка» добавляют процесс «Расчет по формулам пользователя». Процесс «Расчет разведения ССЖ» не нужен.



8. Переходят в закладку «Результат». Настраивают таблицу. Добавляют в неё столбец «Формула: Результат 0», переименовывают его как «С, об.% АА». В этом столбце для метанола концентрация будет отображаться в об.% АА. Нажимают «Применить» и «Расчёт».



9. Далее, переходят к последующим хроматограммам образцов алкогольной продукции. Применяют созданный способ обработки к полученным хроматограммам, нажимая кнопку «Обработать как предыдущую». Затем «Расчёт». Рассчитывают средние значения.



10. В результате появится окно «Результат (средние)» с таблицей, в которой приведены полученные средние значения концентрации и СКО, %

Обработка	χ	№	Название	Группа	Концентрация	Ед. измерения	СКО (Конц.), %	С, об.% АА	Количество
Результат		1	ацетальдегид	уксусный альдегид	247.56	мг/л АА	0.2	0.00	3
Результат (средние)		2	метилацетат	сложные эфиры	18.810	мг/л АА	9.8	0.00	3
Настройка отчёта		3	этилацетат	сложные эфиры	239.24	мг/л АА	10.2	0.00	3
		4	метанол	метанол	54.748	мг/л АА	0.8	0.00693	3
		5	2-пропанол	сивушное масло	3.9294	мг/л АА	11.3	0.00	3
		6	этанол		789270	мг/л АА	0.0	0.00	3
		7	1-пропанол	сивушное масло	531.65	мг/л АА	0.5	0.00	3
		8	изобутанол	сивушное масло	790.17	мг/л АА	2.5	0.00	3
		9	1-бутанол	сивушное масло	6.9428	мг/л АА	0.8	0.00	3
		10	изоамилол	сивушное масло	947.47	мг/л АА	0.7	0.00	3

Результат анализа виски по ММВС с использованием градуировочного раствора РВ1

Обработка	χ	№	Название	Группа	Концентрация	Ед. измерения	СКО (Конц.), %	С, об.% АА	Количество
Результат		1	ацетальдегид	уксусный альдегид	412.31	мг/л АА	0.4	0.00	3
Результат (средние)		2	метилацетат	сложные эфиры	81.868	мг/л АА	3.7	0.00	3
Настройка отчёта		3	этилацетат	сложные эфиры	640.87	мг/л АА	4.0	0.00	3
		4	метанол	метанол	476.62	мг/л АА	0.9	0.0608	3
		5	2-пропанол	сивушное масло	8.9833	мг/л АА	6.6	0.00	3
		6	этанол		789270	мг/л АА	0.0	0.00	3
		7	1-пропанол	сивушное масло	468.65	мг/л АА	1.0	0.00	3
		8	изобутанол	сивушное масло	1832.6	мг/л АА	2.1	0.00	3
		9	1-бутанол	сивушное масло	6.1326	мг/л АА	4.4	0.00	3
		10	изоамилол	сивушное масло	4787.6	мг/л АА	1.8	0.00	3

Результат анализа бренди по ММВС с использованием градуировочного раствора РВ1

Паспорта наборов ГСО 8405 (№51) и 8404 (№44)

Аттестованная характеристика стандартного образца (СО)	Аттестованное значение CO, мг/дм ³			№ пика на хроматограмме	Название летучего компонента	Аттестованное значение концентрации, мг/л АА		
	PB-1	PB-2	PB-3			PB-1	PB-2	PB-3
Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	8.7	4.4	1.02	1	ацетальдегид	21.7500	11.0000	2.5500
Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	9.2	4.6	0.92	2	метилацетат	23.0000	11.5000	2.3000
Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	9	4.5	0.9	3	этилацетат	22.5000	11.2500	2.2500
Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	83.14	43.55	11.09	4	метанол	207.8475	108.8725	27.7130
Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанола)	8.5	4.5	1.36	5	2-пропанол	21.2500	11.2500	3.4000
Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанола)	8	4	0.8	6	этанол	789270	789270	789270
Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанола)	8	4	0.8	7	1-пропанол	20.0000	10.0000	2.0000
Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанола)	8.1	4	0.81	8	изобутанол	20.0000	10.0000	2.0000
Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанола)	8.1	4	0.81	9	1-бутанол	20.2500	10.0000	2.0250
Объемная доля метилового спирта (метанола), %	0.0105	0.0055	0.0014	10	изоамилол	20.2500	10.0000	2.0250

Аттестованная характеристика стандартного образца (СО)	Аттестованное значение CO, мг/дм ³			№ пика на хроматограмме	Название летучего компонента	Аттестованное значение концентрации, мг/л АА		
	PC-1	PC-2	PC-3			PC-1	PC-2	PC-3
Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	9.30	4.70	1.06	1	ацетальдегид	9.69	4.90	1.10
Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	9.20	4.60	0.92	2	метилацетат	9.58	4.79	0.96
Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	9.00	4.50	0.90	3	этилацетат	9.38	4.69	0.94
Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	81.56	41.97	10.29	4	метанол	84.95	43.71	10.72
Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанола)	9.00	5.10	2.00	5	2-пропанол	9.38	5.31	2.08
Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанола)	8.00	4.00	0.80	6	этанол	789270	789270	789270
Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанола)	8.00	4.00	0.80	7	1-пропанол	8.33	4.17	0.83
Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанола)	8.10	4.00	0.81	8	изобутанол	8.33	4.17	0.83
Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанола)	8.10	4.00	0.81	9	1-бутанол	8.44	4.17	0.84
Объемная доля метилового спирта (метанола), %	0.0103	0.0053	0.0013	10	изоамилол	8.44	4.17	0.84