




Создание метода градуировки и анализ образцов алкогольной продукции при работе по модифицированному методу внутреннего стандарта (ММВС) в Хроматэк-Аналитик 3.1



Минск, 2025 г.

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ГОСТ 30536-2013

Этап 1. Регистрируют хроматограммы набора градуировочных СО ГСО-8405 (РВ-1, РВ-2, РВ-3) при анализе водки или набора ГСО-8404 (РС-1, РС-2, РС-3) при анализе спирта. Для каждого СО выполняют по 2-4 повторных измерения. Полный набор для установления градуировочной характеристики прибора, как правило, содержит 6-12 измеренных хроматограмм всего набора градуировочных растворов.

Стандартные образцы (СО)



- ацетальдегид
- метилацетат
- этилацетат
- метанол
- пропан-2-ол
- пропан-1-ол
- изобутанол
- бутан-1-ол
- изоамилол

Отбор в вials




Хроматограф с ПИД



хроматограммы

$C \text{ [мг/дм}^3\text{]}$

Абсолютная градуировка



Аттестованная характеристика СО

	Обозначение единицы физической величины	РВ-1	РВ-2	РВ-3
Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	мг/дм ³	9,0	4,5	1,19
Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	мг/дм ³	9,2	4,6	0,92
Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	мг/дм ³	9,0	4,5	0,90
Объемная доля метилового спирта (метанола)	%	0,0122	0,0072	0,0032
Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанола)	мг/дм ³	9,0	4,7	1,30
Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанола)	мг/дм ³	8,0	4,0	0,80
Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанола)	мг/дм ³	8,0	4,0	0,80
Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанола)	мг/дм ³	8,1	4,0	0,81
Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанола)	мг/дм ³	8,1	4,0	0,81

ПАСПОРТ
ГСО 8405-2003
Партия № 26



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГСО

НАИМЕНОВАНИЕ ГСО : стандартные образцы состава растворов токсичных микропримесей в водно-спиртовой смеси (комплект РВ).

ВЫПУСКАЕТСЯ в соответствии с сертификатом об утверждении типа № 2755

НАЗНАЧЕНИЕ ГСО: Градуировка газовых хроматографов при определении содержания токсичных микропримесей в водке; поверка газовых хроматографов, контроль погрешности методик выполнения измерений содержания токсичных микропримесей в водке; аттестация методик выполнения измерений.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО: ГНУ ВНИИПТ Росстандарта, ФГУП "ВНИИМ"

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ГОСТ 30536-2013

Этап 2. В программе в Хроматэк-Аналитик 3.1 создают «Проект», открывают хроматограммы. Размечают и интегрируют пики летучих соединений, **включая пик этанола**. Для получения результирующих значений концентрации в единицах измерения **мг/дм³** в расчёте на **безводный этанол** (= **мг/л АА**) указывают разведение 2.5 для РВ или 1.04 для РС. Создают калибровочную таблицу. В таблицу вносят названия компонентов и аттестованные (паспортные) значения их концентрации в «мг/дм³» или «% об.» для метанола.

Задание метода расчёта

☒ Поиск пиков
☐ Расчёт разведения ССЖ
☒ Количественный расчёт

Расчёт

Дополнительно

Метод расчёта

Нормализация

Учитывать неидентифицированные пики

Основной компонент

Абсолютная градуировка (Внешний стандарт)

Абсолютная градуировка (Внешний стандарт)

Внутренний стандарт

Внутренний стандарт с эффективным объёмом

Без градуировки



Калибровочная таблица

Градуировочные уровни

Количество градуировочных уровней 3

Экспорт в XLSX

Текущий градуировочный уровень 1

Импорт из XLSX

C [мг/дм³]


Название	Время, мин	Концентрация	Детект	Чистота	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Этанол	5.054		ПИД-1	100.000	0	0	0
Ацетальдегид	3.744	9.7	ПИД-1	100.000	9.7	4.9	1.02
Метилацетат	4.262	9.2	ПИД-1	100.000	9.2	4.6	0.92
Этилацетат	4.667	9	ПИД-1	100.000	9	4.5	0.9
Метанол	4.730	0.0105	ПИД-1	100.000	0.0105	0.0054	0.0013
2 -пропанол	4.951	8.4	ПИД-1	100.000	8.4	4.4	1.14
пропанол-1	6.612	8	ПИД-1	100.000	8	4	0.8
изобутиловый спирт	7.688	8	ПИД-1	100.000	8	4	0.8
1-бутанол	8.831	8.1	ПИД-1	100.000	8.1	4	0.81
изоамиловый спирт	10.191	8.1	ПИД-1	100.000	8.1	4	0.81

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ГОСТ 30536-2013

Этап 3. Определение градуировочных коэффициентов RF_i : в программе Хроматэк-Аналитик 3.1 коэффициенты RF_i рассчитываются в единицах измерения **ед. измерения концентрации мг/л (мг/дм³) / ед. измерения площади** и отображаются в отчётах в столбце «Функция».

Определение фактора отклика
(Response Factor, C/A)

Линейная калибровочная зависимость
Концентрация (C) = $RF \times$ Площадь пика (A)



Множитель функции:

$$RF = C/A$$

	Название	Время, мин	Функция
●	Ацетальдегид	3.744	$Y = 1.87 \cdot X$
	Метилацетат	4.262	$Y = 1.61 \cdot X$
	Этилацетат	4.667	$Y = 1.27 \cdot X$
	Метанол	4.730	$Y = 0.000186 \cdot X$
	2 -пропанол	4.951	$Y = 1.00 \cdot X$
	Этанол	5.054	$Y = 1.16 \cdot X$
	пропанол-1	6.612	$Y = 0.803 \cdot X$
	изобутиловый спирт	7.688	$Y = 0.654 \cdot X$
	1-бутанол	8.831	$Y = 0.727 \cdot X$
	изоамиловый спирт	10.191	$Y = 0.640 \cdot X$

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ГОСТ 30536-2013

Этап 4. Регистрируют хроматограммы образцов алкогольной продукции, по 2-3 повторных измерения. Размечают и интегрируют пики, включая пик этанола. Задают параметры отчёта и печатают отчёт.

Образцы
алкогольной
продукции



Отбор
в вials



хроматограммы

Определение содержания этанола в образце («крепости», об. %)

$$C_i^{изм} [\text{мг/л АА}] = C_i^{изм} [\text{мг/дм}^3] \times 100 / \text{крепость} [\text{об.}\%]$$

Задание дополнительных параметров обработки

Компоненты	+	<input checked="" type="checkbox"/> Поиск пиков	Название	Значение
Обработка		<input checked="" type="checkbox"/> Расчёт разведения ССЖ	Содержание этанола в пробе, %	40
Обработка ка	—	<input checked="" type="checkbox"/> Количественный расчёт	выполнять пересчет на безводный спирт	Да
Результат		<input type="checkbox"/> Расчёт по формулам пользователя	Ед. концентрации метанола (безводный спирт)	об.% АА
Настройка отчёта	?		Ед. концентраций метанола	об.%
Групповые операции			Ед. концентрации этанола (безводный спирт)	мг/л АА
			Ед. концентраций этанола	мг/л
			Ед. концентраций для остальных компонентов	мг/л
			Ед. концентраций для остальных компонентов (безводный спирт)	мг/л АА

Применение метода обработки



отчёт

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ММВС

Этап 1. Для работы по ММВС проводят пересчёт аттестованных значений концентраций компонентов в СО из размерности мг/дм³ или %об. в единицы измерения мг/л в расчёте на безводный этанол (мг/дм³ б.с. = мг/л АА). При этом значения концентрации С рассчитывают с использованием значений объемной доли этилового спирта в СО по формуле:

$$C \text{ [мг/л АА]} = C \text{ [мг/дм}^3\text{]} \times \frac{100\%}{\text{крепость[об.\%]}}$$

Крепость:

РВ: 40 об.%

РС: 96 об.%

Паспорт СО

ПАСПОРТ
ГСО 8405-2003
Партия № 26



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГСО

НАИМЕНОВАНИЕ ГСО : стандартные образцы состава растворов токсичных микропримесей в водно-спиртовой смеси (комплект РВ).

ВЫПУСКАЕТСЯ в соответствии с сертификатом об утверждении типа № 2755

НАЗНАЧЕНИЕ ГСО: Градуировка газовых хроматографов при определении содержания токсичных микропримесей в водке; поверка газовых хроматографов, контроль погрешности методик выполнения измерений содержания токсичных микропримесей в водке; аттестация методик выполнения измерений.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО: ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии, ФГУП "УНИИМ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО: ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии.

2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГСО партии №26

2.1 Аттестованные значения СО

Аттестованная характеристика СО	Обозначение единицы физической величины	РВ-1	РВ-2	РВ-3
Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	мг/дм ³	9,0	4,5	1,19
Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	мг/дм ³	9,2	4,6	0,92
Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	мг/дм ³	9,0	4,5	0,90
Объемная доля метилового спирта (метанола)	%	0,0122	0,0072	0,0032
Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанола)	мг/дм ³	9,0	4,7	1,30
Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанола)	мг/дм ³	8,0	4,0	0,80
Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанола)	мг/дм ³	8,0	4,0	0,80
Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанола)	мг/дм ³	8,1	4,0	0,81
Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанола)	мг/дм ³	8,1	4,0	0,81

2.2 Относительная погрешность аттестованных значений составляет 2,5 % для РВ-1, 3,0 % для РВ-2 и 4,0 % для РВ-3 при Р=0,95.

Срок годности экземпляра ГСО: 1 год. Экземпляр СО после вскрытия первоначальной упаковки хранят не более 6 месяцев.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Материал ГСО комплекта РВ представляет собой водно-спиртовую смесь, приготовленную из дистиллированной воды и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья по ГОСТ Р 51652-2000 с внесенными добавками токсичных микропримесей. Материал ГСО расфасован по (15,0 ± 0,5) см³ в пенциллиновые флаконы вместимостью 20 см³, закрытые полиэтиленовыми крышками, которые герметично запечатаны слоем парафина.

Паспорт ГСО 8405-2003, партия № 26, дата: 14.08.2009

Аттестованная характеристика СО, обозначение единицы физической величины	Аттестованное значение СО		
	РВ-1	РВ-2	РВ-3
Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида), мг/дм ³ б.с.	22.5	11.25	2.975
Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата), мг/дм ³ б.с.	23.0	11.5	2.3
Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата), мг/дм ³ б.с.	22.5	11.25	2.25
Объемная доля метилового спирта (метанола), % б.с.	0.0305	0.018	0.008
Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанола), мг/дм ³ б.с.	22.5	11.75	3.25
Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанола), мг/дм ³ б.с.	20.0	10.0	2.0
Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанола), мг/дм ³ б.с.	20.0	10.0	2.0
Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанола), мг/дм ³ б.с.	20.25	10.0	2.025
Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанола), мг/дм ³ б.с.	20.25	10.0	2.025

Допускаемое значение относительной погрешности аттестованных значений СО равно 5 % при доверительной вероятности р = 0,95

Концентрация этанола в мг/л АА равна плотности этанола при 20 °С:

$\rho_{\text{этанола}} = 789270 \text{ мг/л.}$

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ММВС

Этап 2. В программе Хроматэк-Аналитик 3.1 открывают «Проект», созданный по ГОСТ 30536, и пересохраняют его под новым именем для работы по ММВС. В настройках обработки заменяют метод расчёта на «**внутренний стандарт**». В градуировке редактируют таблицу: оставляют 1 уровень градуировки и корректируют для него значения концентрации на величины в расчёте на безводный этиловый спирт [$\text{мг/дм}^3 \text{ AA} = \text{мг/л AA}$]. В таблице компонентов указывают стандарт «**этанол**».

Задание параметров

Расчёт Дополнительно

Метод расчёта

- Внутренний стандарт с эффективным
- Абсолютная градуировка (Внешний стандарт)
- Внутренний стандарт
- Внутренний стандарт с эффективным объёмом
- Без градуировки

Нормализация

Учитывать неидентифицированные пики

Основной компонент

Из паспорта:

C [мг/л AA]

Компоненты		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 мйн				
Обработка		Название	Время, м	Стандарт	Функция	Концентрация
Градуировка		Ацетальдегид	3.744	Этанол	$Y = 1.87 \cdot X$	24.25
Результат		Метилацетат	4.262	Этанол	$Y = 1.61 \cdot X$	23
Настройка отчёта		Этилацетат	4.667	Этанол	$Y = 1.27 \cdot X$	22.5
Групповые операции		Метанол	4.730	Этанол	$Y = 0.000186 \cdot X$	0.02625
		2 -пропанол	4.951	Этанол	$Y = 1.00 \cdot X$	21
		Этанол	5.054		1.00	789270
		пропанол-1	6.612	Этанол	$Y = 0.803 \cdot X$	20
		изобутиловый спирт	7.688	Этанол		20

Градуировочные уровни		
Количество градуировочных уровней	1	
Текущий градуировочный уровень	1	
Название	Концентрация	Уровень 1 мг/л AA
Ацетальдегид	24.25	24.25
Метилацетат	23	23
Этилацетат	22.5	22.5
Метанол	0.02625	0.02625
2 -пропанол	21	21
Этанол	789270	789270
пропанол-1	20	20
изобутиловый спирт	20	20
1-бутанол	20.25	20.25
изоамиловый спирт	20.25	20.25

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ММВС

Этап 3. При работе по ММВС градуировочные коэффициенты RRF_i определяют с использованием только одного СО: им может быть РВ-1 из набора ГСО-8405 или РС-1 из набора ГСО-8404. Метод переименовывают.

Коррекция градуировки. Относительный фактор отклика (Relative Response Factor)

$$RRF_{\text{этанол}} = \left(\frac{C}{\rho_{\text{этанола}}} \right) / \left(\frac{A}{A_{\text{этанол}}} \right)$$

Обработка		Номер	Градуировочный уровень	Название пробы		Название	Время	Стандарт	Функция	Концентрация	Ед. измерения
Градуировка		65	1	ГСО-1-1		Ацетальдегид	3.744	Этанол	$Y = 1.65 \cdot X$	24.25	мг/дм ³ АА
Результат		66	1	ГСО-1-2		Метилацетат	4.262	Этанол	$Y = 1.41 \cdot X$	23	мг/дм ³ АА
Настройка отчёта		67	1	ГСО-1-3		Этилацетат	4.667	Этанол	$Y = 1.11 \cdot X$	22.5	мг/дм ³ АА
		68	1	ГСО-1-4		Метанол	4.730	Этанол	$Y = 0.000163 \cdot X$	0.02625	%об. АА
						2 -пропанол	4.951	Этанол	$Y = 0.876 \cdot X$	21	мг/дм ³ АА
						Этанол	5.054		1.00	789270	мг/дм ³ АА
						пропанол-1	6.612	Этанол	$Y = 0.701 \cdot X$	20	мг/дм ³ АА
						изобутиловый спирт	7.688	Этанол	$Y = 0.572 \cdot X$	20	мг/дм ³ АА
						1-бутанол	8.831	Этанол	$Y = 0.638 \cdot X$	20.25	мг/дм ³ АА
						изоамиловый спирт	10.191	Этанол	$Y = 0.562 \cdot X$	20.25	мг/дм ³ АА

$$RRF_i^{\text{этанол}} = C_{i, \text{калибр}}^{\text{аттест}} / \rho_{\text{этанол}} \cdot \sum_{k=1}^M \left(\frac{A_{i, \text{калибр}, k}}{A_{\text{этанол}, \text{калибр}, k}} \right) / \sum_{k=1}^M \left(\frac{A_{i, \text{калибр}, k}}{A_{\text{этанол}, \text{калибр}, k}} \right)^2$$

Определение количественного содержания летучих компонентов в алкогольной продукции при испытании по ММВС

Этап 4. Для анализа образца алкогольной продукции открывают файл его хроматограммы. Нажимают «обработать по методу», выбирая созданный метод градуировки ММВС. Проводят расчёт средних. Печатают отчёт.

Значения концентрации компонентов в образце

$$C [\text{мг/л AA}] = RRF^{\text{этанол}} \cdot \rho_{\text{этанола}} \cdot (A / A_{\text{этанол}})$$



Обработка	X	Название	Концентрация	Ед. измерения	СКО (Конц.), %	СКО (Площадь), %	Количество
Результат		• Ацетальдегид	25.464	мг/дм3 AA	1.647	1.736	2
Результат (средние)		Метилацетат	12.838	мг/дм3 AA	0.227	3.156	2
Настройка отчёта		Метанол	0.004	%об. AA	0.475	2.908	2
		2 -пропанол	2.280	мг/дм3 AA	2.337	5.718	2
		Этанол	789270.000	мг/дм3 AA	0.000	3.383	2

Преимущества

Концентрация летучих компонентов рассчитывается в мг/л AA (в пересчете на безводный спирт), **не требуется использовать крепость образца** алкогольной продукции.

Повторяемость лучше (не зависит от погрешностей дозирования)

Точность выше

Отчёт анализа (абсолютная градуировка с ГСО РВ-1,2,3)

Паспорт


Параметр	#	Значение
Дата и время анализа	69	2016-10-19 19:14:38
	70	2016-10-19 19:37:04
Название пробы	69	Водка Путинка
	70	
Объём пробы	69	1.000
	70	
Разведение пробы	69	2.500
	70	

Отчёт при работе по ГОСТ 30536

Компоненты

Компонент	Время, мин	Площадь, мВ*с	Функция	Концентрация	Неопределённость	Средняя концентрация	Ед. конц	СКО (конц.), %
Ацетальдегид	3.7	4.6904	Y = 1.87270·X	22.0	±2.74	22.2	мг/дм³ АА	1.736
		4.8070		22.5	±2.75			
Метилацетат	4.2	2.7434	Y = 1.61091·X	11.0	±2.13	11.3	мг/дм³ АА	3.156
		2.8687		11.6				
Этилацетат	4.7	0	Y = 1.26538·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Метанол	4.7	7.0273	Y = 0.00019·X	0.00326	±0.00262	0.00333	о6.% АА	2.908
		7.3223		0.00340				
2 -пропанол	4.9	0.76886	Y = 1.00038·X	1.92	±2.24	2.00	мг/дм³ АА	5.718
		0.83365		2.08				
Этанол	5.1	237050	1.00000	593000	±0	607000	о6.% АА	3.383
		248670		622000				
пропанол-1	6.6	0	Y = 0.80332·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изобутиловый спирт	7.7	0	Y = 0.65397·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
1-бутанол	8.8	0	Y = 0.72652·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изоамиловый спирт	10.2	0	Y = 0.64011·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0

График хроматограммы



Отчёт анализа (внутренний ст. этанол с РВ-1)

Паспорт

Параметр	#	Значение
Дата и время анализа	69	2016-10-19 19:14:38
	70	2016-10-19 19:37:04
Название пробы	69	Водка Путинка
	70	
Объём пробы	69	1.000
	70	


Отчёт при работе по ММВС

Компоненты

Компонент	Время, мин	Площадь, мВ*с	Функция	Концентрация	Неопределённость	Средняя концентрация	Ед. конц	СКО (конц.), %
Ацетальдегид	3.7	4.6904	Y = 1.64870·X	25.7	±0.558	25.5	мг/дм³ АА	1.647
		4.8070		25.2	±0.556			
Метилацетат	4.2	2.7434	Y = 1.40662·X	12.8	±0.712	12.8	мг/дм³ АА	0.227
		2.8687						
Этилацетат	4.7	0	Y = 1.10620·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Метанол	4.7	7.0273	Y = 0.00016·X	0.00380	±6.59E-05	0.00379	о6.% АА	0.475
		7.3223		0.00378				
2 -пропанол	4.9	0.76886	Y = 0.87634·X	2.24	±0.289	2.28	мг/дм³ АА	2.337
		0.83365		2.32				
Этанол	5.1	237050	1.00000	789000	±0	789000	о6.% АА	0
		248670						
пропанол-1	6.6	0	Y = 0.70162·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изобутиловый спирт	7.7	0	Y = 0.57233·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
1-бутанол	8.8	0	Y = 0.63827·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изоамиловый спирт	10.2	0	Y = 0.56237·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0

*Сумма вычислена без внутреннего стандарта

График хроматограммы



Отчёт анализа (абсолютная градуировка с ГСО РВ-1,2,3)

Паспорт


Параметр	#	Значение
Дата и время анализа	72	2016-10-20 09:48:14
	73	2016-10-20 10:10:45
Название пробы	72	Водка Градус
	73	
Объём пробы	72	1.000
	73	
Разведение пробы	72	2.500
	73	

Отчёт при работе по ГОСТ 30536

Компоненты

Компонент	Время, мин	Площадь, мВ*с	Функция	Концентрация	Неопределённость	Средняя концентрация	Ед. конц	СКО (конц), %
Ацетальдегид	3.7	0.39115	Y = 1.87270·X	1.83	±2.64	2.07	мг/дм³ АА	16.517
		0.49460		2.32				
Метилацетат	4.2	0.39724	Y = 1.61091·X	1.60	±2.11	1.78	мг/дм³ АА	14.260
		0.48633		1.96				
Этилацетат	4.7	0	Y = 1.26538·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Метанол	4.7	2.6332	Y = 0.00019·X	0.00122	±0.00262	0.00108	о6.% АА	18.098
		2.0357		0.000944				
2 -пропанол	5.0	0	Y = 1.00038·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Этанол	5.1	308310	Y = 1.15493·X	890000	±7.35E+04	853000	о6.% АА	6.155
		282590		816000	±7.32E+04			
пропанол-1	6.6	0	Y = 0.80332·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изобутиловый спирт	7.7	0	Y = 0.65397·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
1-бутанол	8.8	0	Y = 0.72652·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изоамиловый спирт	10.2	0	Y = 0.64011·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0

График хроматограммы



Отчёт анализа (внутренний ст. этанол с РВ-1)

Паспорт

Параметр	#	Значение
Дата и время анализа	72	2016-10-20 09:48:14
	73	2016-10-20 10:10:45
Название пробы	72	Водка Градус
	73	
Объём пробы	72	1.000
	73	


Отчёт при работе по ММВС

Компоненты

Компонент	Время, мин	Площадь, мВ*с	Функция	Концентрация	Неопределённость	Средняя концентрация	Ед. конц	СКО (конц), %
Ацетальдегид	3.7	0.49460	Y = 1.64870·X	2.09	±0.523	1.94	мг/дм³ АА	10.415
		0.39115		1.80				
Метилацетат	4.2	0.48633	Y = 1.40662·X	1.75	±0.699	1.66	мг/дм³ АА	8.141
		0.39724		1.56				
Этилацетат	4.7	0	Y = 1.10620·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Метанол	4.7	2.6332	Y = 0.00016·X	0.00110	±6.58E-05	0.00101	о6.% АА	12.010
		2.0357		0.000925				
2 -пропанол	5.0	0	Y = 0.87634·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Этанол	5.1	308310	1.00000	789000	±0	789000	о6.% АА	0
		282590						
пропанол-1	6.6	0	Y = 0.70162·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изобутиловый спирт	7.7	0	Y = 0.57233·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
1-бутанол	8.8	0	Y = 0.63827·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изоамиловый спирт	10.2	0	Y = 0.56237·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0

*Сумма вычислена без внутреннего стандарта

График хроматограммы



Отчёт анализа (абсолютная градуировка с ГСО РВ-1,2,3)

Паспорт


Параметр	#	Значение
Дата и время анализа	74	2016-10-20 10:33:11
	75	2016-10-20 10:55:38
Название пробы	74	Водка 5 Озер
	75	
Объём пробы	74	1.000
	75	
Разведение пробы	74	2.500
	75	

Отчёт при работе по ГОСТ 30536

Компоненты

Компонент	Время, мин	Площадь, мВ*с	Функция	Концентрация	Неопределённость	Средняя концентрация	Ед. конц	СКО (конц.), %
Ацетальдегид	3.7	0.66232	Y = 1.87270·X	3.10	±2.64	3.01	мг/дм³ АА	4.233
		0.62382		2.92				
Метилацетат	4.3	0	Y = 1.61091·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Этилацетат	4.7	0	Y = 1.26538·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Метанол	4.7	24.230	Y = 0.00019·X	0.0112	±0.00264	0.0107	о6.% АА	7.112
		21.910		0.0102				
2 -пропанол	4.9	1.3199	Y = 1.00038·X	3.30	±2.24	3.02	мг/дм³ АА	13.314
		1.0928		2.73				
Этанол	5.1	329400	Y = 1.15493·X	951000	±7.38E+04	903000	о6.% АА	7.525
		296120		855000	±7.34E+04			
пропанол-1	6.6	0	Y = 0.80332·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изобутиловый спирт	7.7	0	Y = 0.65397·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
1-бутанол	8.8	0	Y = 0.72652·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изоамиловый спирт	10.2	0	Y = 0.64011·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0

График хроматограммы



Отчёт анализа (внутренний ст. этанол с РВ-1)

Паспорт

Параметр	#	Значение
Дата и время анализа	74	2016-10-20 10:33:11
	75	2016-10-20 10:55:38
Название пробы	74	Водка 5 Озер
	75	
Объём пробы	74	1.000
	75	

Отчёт при работе по ММВС

Компоненты

Компонент	Время, мин	Площадь, мВ*с	Функция	Концентрация	Неопределённость	Средняя концентрация	Ед. конц	СКО (конц.), %
Ацетальдегид	3.7	0.66232	Y = 1.64870·X	2.62	±0.523	2.68	мг/дм³ АА	3.297
		0.62382		2.74				
Метилацетат	4.3	0	Y = 1.40662·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Этилацетат	4.7	0	Y = 1.10620·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
Метанол	4.7	24.230	Y = 0.00016·X	0.00944	±6.63E-05	0.00947	о6.% АА	0.413
		21.910		0.00950				
2 -пропанол	4.9	1.3199	Y = 0.87634·X	2.77	±0.289	2.66	мг/дм³ АА	5.818
		1.0928		2.55				
Этанол	5.1	329400	1.00000	789000	±0	789000	о6.% АА	0
		296120						
пропанол-1	6.6	0	Y = 0.70162·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изобутиловый спирт	7.7	0	Y = 0.57233·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
1-бутанол	8.8	0	Y = 0.63827·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0
изоамиловый спирт	10.2	0	Y = 0.56237·X	0	±0	0	мг/дм³ АА	0

*Сумма вычислена без внутреннего стандарта

График хроматограммы

